




計器劣化診断のご提案



使用年数から
計器の更新を
上長に進言
したいけど、年数
だけでは具体的に
何がどう劣化して
いるのか説明でき
ないな・・・。



使用年数が10年以上経過して計器の経年劣化が懸念されるが、
具体的に劣化の度合いを表す方法はないものか・・・ と、
お悩みのお客様へ

そんな時は、劣化診断を活用しませんか？



電子機器の修理・保全に実績のある京西テクノス様のご協力により電子部品の詳細な劣化診断を行い、劣化度合いの指標となるデータをご提供させていただきます！

劣化診断結果事例

【健全性確認・部品単位の劣化診断】




電解コンデンサ
寿命：6～8年
ファン
寿命：6～8年
・・・等

番号	メーカー	電圧 V	容量 uF	最高 使用温度	測定 容量uF	測定 ESRΩ	用量比 %
1	ニチコン	385	740	105	692.4	1.24	-6.4
2	ニチコン	385	740	105	682.4	1.63	-7.8
3	ニチコン	385	740	105	694.9	1.25	-6.1

リップル、ゲート波形を測定し、健全性についても確認可能！

計器劣化診断のご提案



詳細なデータが記載されていて電子部品の劣化具合と健全性が顕著にわかるので計器の予防保全にも役立ちました！

計算上の予測だけでなく、電子部品の劣化がデータを見て理解できるので更新の決断にも説得力あるものになったと思います。



※現品確認でご依頼内容に沿えない場合は都度ご相談させていただきます。その時点でキャンセルされる場合は別途キャンセル費用が発生する場合もございます。

ご依頼の流れ

劣化診断受付

弊社担当者へご依頼いただき、対象品をお預かりいたします。

現品発送

弊社より京西テクノスへ依頼とともに現品を発送いたします。

現品確認・お見積

京西テクノスにて現品確認のうえ弊社よりお見積書を提出いたします。

ご発注

※現品発送からお見積提出までは約2週間程度を要しますのでご了承ください。

ご発注から納品までもご依頼内容により若干変動しますが、約1～2週間程度要することをあらかじめご了承ください。

劣化診断実施

劣化診断他、お客様のご依頼内容に沿って実施いたします。

診断結果提出・現品納品

劣化診断の結果提出、ご依頼内容に沿った現品の納品で完了とさせていただきます。

※是非お気軽に弊社営業担当者またはサービス担当者へご相談ください。

横河商事株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21

住友不動産西五反田ビル2F

Tel:03-3495-6635 Fax:03-3495-0719

■サービス本部／関東サービス部

Tel:03-3495-5500 Fax:03-3495-5605

■中部サービス部

Tel:052-471-7126 Fax:052-471-8748

■関西サービス部

Tel:079-491-8787 Fax:079-491-8790

記載内容はお断りなく変更する事がありますのでご了承ください。

お問い合わせは

YOKOGAWA ◆

Co-innovating tomorrow™

パネル・ラック計器予防保全認知向上活動